

Das MRT-Gerät 503 wird eingesetzt, um den Organismus in seinen Funktionen zu unterstützen. Es ist besonders wirksam bei der intensiven Gewebereinigung, Entsäuerung, Verbesserung des Lymphabflusses und der Mikrozirkulation. Dabei kommen mehrere Komponenten zum Einsatz: die Zufuhr von Elektronen, die Durchflutung mit Rotlicht und pulsierendem Magnetfeld, pulssynchrone Saugmassagen (Schröpfen) sowie Biofeedback mit den steuernden Hirnarealen. Alle Körperfunktionen erfordern eine ungehinderte Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff, verbunden mit einer effizienten Entsorgung von Schadstoffen über die Lymphe. Krankheiten und Alterungsprozesse sind oft die Folge hoher Gewebelastungen, wodurch die Basisversorgung nicht mehr gewährleistet ist und die Regeneration ausbleibt. Mit der 3. Generation der Matrix-Regenerations-Therapie nach Dr. med. Bodo Köhler wurde ein entscheidender Schritt in die Zukunft der Medizin gemacht. Durch die Integration neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse konnte die Effektivität der Behandlung der meisten chronischen Erkrankungen wesentlich gesteigert werden, da erstmals über Biofeedback das Gehirn als zentrales Steuerorgan in den Regenerationsprozess mit einbezogen wird.